

**INSTRUKSI KERJA**  
**PENGOPERASIAN BOM KALORIMETER**



**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**2016**



**INSTRUKSI KERJA**  
**PENGOPERASIAN BOM KALORIMETER**  
**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	<b>0070 1070 19</b>
Revisi	:	<b>6</b>
Tanggal	:	<b>1 November 2016</b>
		<b>Sekretaris Jurusan MSP</b>
Diajukan oleh	:	<b>ttd</b>  <b>Dr. Ir. M. Firdaus, MP</b>
		<b>Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP</b>
Dikendalikan oleh	:	<b>ttd</b>  <b>Qurrota A'yunin, SPi., MP</b>
		<b>Ketua Jurusan MSP</b>
Disetujui oleh	:	<b>ttd</b>  <b>Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS</b>

## **INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN BOM KALORIMETER**

1. Alirkan stop kontak ke listrik.
2. Masukkan bahan dalam tabung dan alirkan oksigen.
3. Luar tabung berisi air.
4. Bakar bahan dengan cara tekan tombol tunggu 5 menit kemudian 10 menit.
5. Kemudian lanjutkan dengan perhitungan.