

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DESTILASI AQUADES



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN DESTILASI AQUADES

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

| | | |
|-------------------|---|--|
| Kode Dokumen | : | 0070 1070 15 |
| Revisi | : | 6 |
| Tanggal | : | 1 November 2016 |
| | | Sekretaris Jurusan MSP |
| Diajukan oleh | : | ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP |
| | | Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP |
| Dikendalikan oleh | : | ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP |
| | | Ketua Jurusan MSP |
| Disetujui oleh | : | ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS |

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN DESTILASI AQUADES

1. Pasang kabel pada stop kontak dengan aliran listrik 220 V.
2. Alirkan selang alat ke kran kemudian nyalakan krannya.
3. Tampung destilat ke dalam jerigen.