

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DESTILATOR



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN DESTILATOR

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

| | | |
|-------------------|---|--|
| Kode Dokumen | : | 0070 1070 18 |
| Revisi | : | 6 |
| Tanggal | : | 1 November 2016 |
| | | Sekretaris Jurusan MSP |
| Diajukan oleh | : | ttd |
| | | Dr. Ir. M. Firdaus, MP |
| | | Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP |
| Dikendalikan oleh | : | ttd |
| | | Qurrota A'yunin, SPi., MP |
| | | Ketua Jurusan MSP |
| Disetujui oleh | : | ttd |
| | | Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS |

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN DESTILATOR

1. Pasang kabel pada stop kontak dengan aliran listrik 220 V.
2. Tekan power.
3. Cek selang NaOH dan aquades.
4. Jangan lupa alirkan air kran ke alat.
5. Tunggu proses selama 5-10 menit.