

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SCAFFOLD



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN SCAFFOLD

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	: 0070 1070 32
Revisi	: 6
Tanggal	: 1 November 2016
	Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	: ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP
	Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	: ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP
	Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	: ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN SCAFFOLD

1. Isi akuarium dan bak tandon.
2. Posisikan arus listrik pada posisi *stand by*.
3. Buka kran inlet ke akuarium.
4. Tekan tombol ON untuk menyalakan arus listrik pada pompa.
5. Scaffold siap dipakai.